

Colchón de transferencia 19400

Se utiliza para transferir un paciente entre diferentes plataformas. Fácil de usar, fácil de limpiar, y de material impermeable. Color azul oscuro. Con marca CE. Utilización: transferir al paciente de una plataforma a otra. No tiene intención de elevar a los pacientes



Datos técnicos

Ancho	550 mm
Longitud	1800 mm
Grosor	30 mm
Peso	1.9 kg
Product Code	100019400

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com

