

PRACTICO™

Механический операционный стол

Для общей и
специализированной
хирургии

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ



Широкое разнообразие положений для различных операций

Новый операционный стол Practico с механическим приводом – многофункциональная модель, позволяющая создавать ряд различных конфигураций для общей и специализированной хирургии и в случае проблем с электричеством.

Новый стол пригоден также для пациентов большего веса и предлагает лучший доступ к зоне операции благодаря его дизайну и ряду различных конфигураций.

К тому же, стойкая к коррозии конструкция столешницы позволяет использовать стол в неблагоприятных климатических условиях.

Reverse Trendelenburg



Характеристики



Trendelenburg





Reflex



Flex



Боковой наклон с помощью газовой пружины

Значительные преимущества для операционной бригады

- Свободный доступ операционной бригады к пациенту
- Многофункциональность – использование одного стола для различных операций
- Сокращение времени операции за счет возможности быстрой укладки пациента
- Совместим с большинством принадлежностей и секциями столешницы электрических столов Merivaara Practico и Promerix
- Совместимость с рентгеновскими установками и С-дугой
- Стойкая к коррозии столешница

Характеристики

Разделенная ножная секция (опция)



Легкая подставка для ног используется при подготовке к операции (опция)



Гидравлическая регулировка высоты

Положения пациента



Латеральное положение с flex или с опорой для операции на почках для операции на почках/ торакальной хирургии.



Латеральное положение для общей хирургии без опоры для операции на почках.



Обратное положение для общей или ЛОР-хирургии.



Положение «лежа на спине» для общей хирургии.

Положения пациента



Позиция литотомии с опорами для ног, например, для гинекологии/урологии



Позиция литотомии с разделенной ножной секцией, например, для лапароскопии и бариатрической хирургии



Ортопедическое приспособление 19300 для травматологии

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к нашему каталогу или сайту: www.merivaara.ru.

«Эксклюзивно
от Merivaara»



Секции легко отсоединяются благодаря механизму быстрого защёлкивания.

Технические характеристики

Модульная столешница	4-5 секции
Безопасная рабочая нагрузка (SWL)	180 кг

РЕГУЛИРОВКИ

Высота	Гидравлически
Боковой наклон	± 20°
Тренделенбург	25°
анти-Тренделенбург	18°
Спинная секция	- 30°...+70°
Ножная секция	- 90°...+15°
Регулировка спинной и ножной секций, бокового наклона, Тренделенбург	Пневматически, с помощью газовой пружины



В наличии с VEF или IS матрасами

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к нашему каталогу или сайту:

www.merivaara.ru

- EN 60601-1, EN 60601-2-46 (частично применяется)
- Practico с механическим приводом относится к классу I в соответствии с Европейской Директивой Европейского Совета. Директива 93/42/ЕЕС Класс I (Приложение IX)




Решения для обеспечения оптимального потока пациентов

Merivaara – расположенная в Финляндии глобально функционирующая компания, производящая широкий диапазон больничной мебели, как, например: операционные столы, каталки для перемещения пациентов, столы для дневной хирургии, акушерские кресла-кровати, столы для осмотра, функциональные кровати и мебель для кабинетов и палат. В ассортименте также медицинские светильники для смотровых и операционных залов. Наши разнообразные решения способствуют обеспечению грамотного и экономически эффективного движения пациентов во всех отделениях современной клиники.

Будучи основанной в 1901 году, за более, чем 100-летнюю историю, Merivaara накопила богатейший опыт конструирования и производства медицинской мебели и оборудования. Удобство, надежность и функциональность наших изделий по праву оценена нашими заказчиками более, чем в 100 странах мира.

Вся продукция имеет маркировку CE. Система качества Merivaara построена согласно Европейской директиве на медицинские изделия и сертифицирована согласно требованиям стандартов качества производства ISO 9001:2000 и ISO 13485:2003. Система защиты окружающей среды при производстве продукции сертифицирована согласно стандарту ISO 14001:2004.



Merivaara Corp.

Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLAND
Tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.com
www.merivaara.com

Вся информация, содержащаяся в данной брошюре, действительна на момент публикации. Составляя брошюру со всей тщательностью, Merivaara не несет ответственности за возможные в ней ошибки и неточности, и оставляет за собой право вносить изменения без уведомления. Merivaara Corp. оставляет за собой право изменять модели и вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделий без предварительного уведомления. Пожалуйста, обратитесь к сайту Merivaara за новейшей информацией.

Все торговые марки – собственность Merivaara, пока не установлено иное. Патенты получены или ожидаются.

© Merivaara Oy 6008RU 112012, printed in markprint 41124 800

