

Monitoimivarret monipuolisiin tarpeisiin

Merivaaran monitorivarsien avulla laitteisto on vaivattomasti säädettävissä oikeaan katselu- ja käyttöasentoon ja tarvittaessa siirrettävissä pois tieltä. Pehmeät säädöt ja vakaa toiminta takaavat että monitorivarret pysyvät halutussa asennossa.

Merivaaran monitorivarsiin voidaan asentaa yksi tai useampi näyttö.

Kaikki monitorivarret ovat valittavissa seinä- tai kattokiinnitteisenä versiona.



Acrobat 2000

- Enimmäiskuormitus 21 kg tai 2 x 18 kg duo
- Yhdelle monitorille, saatavissa myös kahdella monitorivarrella
- Painoalueet: 1–3,5 / 3,5–7 / 3–6 / 7–12 / 8–13 / 9–15 / 12–18 / 13,5–21 kg
- Läpivientikaapelit: Esim. 2 kpl maks. Ø 9mm
- Varret: Jousivarren pituus on 910 mm, valinnaisen kiinteän varren pituus on 600, 750 tai 950 mm.



Acrobat 3000

- Enimmäiskuormitus 30 kg
- Painoalueet: 7-11 / 8-12 / 12,5-18 / 17-26 / 23-30 kg
- Läpivientikaapelit: Esim. 1 kpl Ø 9mm + 2 kpl Ø 3,5mm + 1 kpl Ø 6mm ja 2 kpl Ø 5mm kaapeleita
- Varret: Jousivarren pituus on 930 mm, valinnaisen kiinteän varren pituus on 700, 850, 1000 tai 1150 mm.



OndaSpace

- Enimmäiskuormitus 40 kg
- Painoalueet: 8-16 / 15-32 / 20-40 kg
- Läpivientikaapelit: Esim. 3 kpl Ø 12mm + 2 kpl Ø 6,5mm kaapeleita
- Varret: Jousivarren pituus on 988 mm, valinnaisen kiinteän varren pituus on 700, 850, 1000 tai 1150 mm.
- Suuren kaapelointitilansa ansiosta OndaSpace varsisto voidaan varustaa myös tekniikkakotelolla.

Monitorikannakkeet



Vision

- 19" LCD monitorille
- VESA 75 ja 100 kiinnityslevy
- Lisävaihtoehtona kahva monitorin liikuttelemiseen



Tuplasanka + 2xVarioView Advanced Solo

- 15-26" LCD monitorille
- VESA 75 ja 100 kiinnityslevy
- Lisävaihtoehtona kahva monitorin liikuttelemiseen



VarioView Advanced Solo

- 15-26" LCD monitorille
- VESA 75 ja 100 kiinnityslevy
- Lisävaihtoehtona kahva monitorin liikuttelemiseen



Monitorisanka Philips potilasmonitorille

- Kiinnitysadapterin tultava monitorin mukana
- Kahva monitorin liikuttelemiseen



VarioView Dual

- Kahdelle LCD monitorille, maks. l.490 ja k.485 mm
- VESA 75 ja 100 kiinnityslevy
- Lisävaihtoehtona kahva monitorin liikuttelemiseen



Näppäintaso

- Yhteensopiva VarioView ja VarioView Dual monitorikannakkeiden kanssa



Tekniikkakotelo OSP720 sähkö- ja dataliitännöille

- Pituus 720 mm
- Maks. 8 kpl sähköpistorasia
- Lisävaihtoehtona nesteenantotelineet jatkolla tai ilman



Tekniikkakotelo OSP170 sähkö- ja dataliitännöille

- Mitat: 170x270x200 mm
- Maks. 6 kpl sähköpistorasia
- Lisävaihtoehtona laitetaso 410x400 mm

Merivaara Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia muotoiluun, teknisiin tietoihin ja malleihin ilman ennakoilmoitusta. Kaikki tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat julkaisuhetkellä ajanmukaisia. Vaikka julkaisu on laadittu huolellisesti, Merivaara ei ole vastuussa sen virheistä tai puutteista ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakoilmoitusta. **KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.**

©Merivaara Corp. 6010FI 112012, printed in markprint 41206 100

Kysy lisätietoja tai tarjousta Merivaara-myyjältäsi tai osoitteesta www.merivaara.com/fi.



Merivaara Corp.
Puustellintie 2, FI-15150 Lahti, FINLAND
Tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.com
www.merivaara.com