


Promerix tillbehör i kolfiber

Merivaara's Kolfibermoduler ger kirurgen hela 360 grader. C-bågens bilder klarar bildtagning under särskilda undersökningar som, hjärt -kärl, ortopediska - och trauma.

Kolfiber rygg- / benplatta 60500

Promerix kolfibersektion kan användas som ryggdel eller bendel.



Nominell längd 950mm (= som 40-sektion + 25-sektion + huvudplatta, ersätter en normal Promerix rygg och/eller ben sektioner). Bredd 540 / 450 mm. Max. Patientvikt upp till 275 kg.

Längd på 360-graders. bildområde 650 mm, -total kolfiberlängd 860 mm.

Ordernummer 1000 60500

Madrass till kolfiber sektionen

Kolfiberarmstöd 60510




Speciellt framtaget för användning med kolfiberryggdelen. Patientens motvikt används för att hålla armstödet på plats.

Inga metalledar, 100% Kolfiberkonstruktion
Totallängd 900mm, armstödsstorlek 160 x 680 mm.

Ordernummer 1000 60510

Madrass till kolfibersektionen



Madrass till Kolfiber rygg/benplattan, 80mm VEF (Viskoelastisk skum), antistatiskt, svetsade sömmar.

Ordernummer 1000 60501



Dyna till kolfiberarmstödet
80mm VEF (Viskoelastiskt skum), antistatiskt, svetsade sömmar.

Bredd = 160mm, Längd = 600mm.

Ordernummer 1000 60511