

TRESTON MEDI HOITOVAUNUT

- Helposti puhdistettava ABS-kansi
- Tasoa ympäröivä eurokisko lisätarvikkeita varten
- Lukittava laatikosto
- Ø 125 mm pyörät, joista kaksi jarrullista. Saatavana myös 100 mm pyöräsarja **LCS100** ja 125 mm paripyörät **WCS125-meriv**
- Vetolaatikat avautuvat 80% ja ovat jaettavissa hyllylaatikoilla ja jakajilla
- Laatikoston runko on maalattu vaaleanharmaalla pulverimaalilla.
- Laatikostoon on saatavana myös tarrasarja **TS5**, 5 kpl 50 x 50 mm tarroja viidessä eri värissä:

Sininen (784 PF Skyblue), keltainen (707 PF Primrose Yellow), punainen (726 PF Medium Red), vihreä (755 PF Light Green) ja violetti (75 PL Lavender)



1. Hoitovaunu NT575D-meriv

- Neljä lukittavaa laatikkoa
- Laatikoiden sisämitat 2 kpl 405 x 500 x 110 mm, 2 kpl 405 x 500 x 170 mm
- Ulkomitat 575 x 640 x 865 mm (L x S x K)
- Kierreniiteillä
- Kierreniiteillä ja kolmella 120/180/300 mm korkealla laatikolla **NT575DA-meriv**

2. Hoitovaunu NT575

- Kolme lukittavaa laatikkoa
- Laatikoiden sisämitat 1 kpl 405 x 500 x 110 mm, 2 kpl 405 x 500 x 170 mm
- Kaksi hyllytasoa oslovedettävillä hyllylaatikoilla
- 6 kpl lasinkirkkaita 6015 hyllylaatikoita
- Ulkomitat 575 x 640 x 995 mm (L x S x K)

3. Hoitovaunu NT825D-meriv

- Neljä lukittavaa laatikkoa
- Laatikoiden sisämitat 2 kpl 655 x 500 x 110 mm, 2 kpl 655 x 500 x 170 mm
- Ulkomitat 825 x 640 x 865 mm (L x S x K)
- Kierreniiteillä
- Kierreniiteillä ja kolmella 120/180/300 mm korkealla laatikolla **NT825DA-meriv**

4. Hoitovaunu NT825

- Kolme lukittavaa laatikkoa
- Laatikoiden sisämitat 1 kpl 655 x 500 x 110 mm, 2 kpl 655 x 500 x 170 mm
- Kaksi hyllytasoa oslovedettävillä hyllylaatikoilla
- 10 kpl lasinkirkkaita 6015 hyllylaatikoita
- Ulkomitat 825 x 640 x 995 mm (L x S x K)

HOITOVAUNUJEN LISÄTARVIKKEET



1. Pystyprofiilipari NTALX

Koodi	Mitat mm
NTALX	käyttökorkeus 450

Pystyprofiilipari ruuvataan tukevasti vaunun runkoon kiinni. Se on perusta vaunun yläpuolisten lisätarvikkeiden asentamiseen.

2. Ylähylly NTS

Koodi	Mitat mm
NTS575	425 x 150
NTS825	675 x 150
NTS575-250	425 x 250
NTS825-250	675 x 250

Korkeussäädettävä hylly, asennetaan pystyprofiileihin. Hyllyssä on korotetut reunat, jolloin tarvikkeet eivät pääse putoamaan hyllytasolta. Hyllyn kulmat ovat avoimet puhdistamisen helpottamiseksi.

3. Laatikoprofiili NTBP

Koodi	Mitat mm
NTBP575	leveys 398
NTBP825	leveys 648

Alumiininen kisko otto- ja poimintalaatikoiden ripustamiseen. Asennetaan pystyprofiileihin.

4. Yläpuolinen eurokisko NTE

Koodi	Mitat mm
NTE575	420 x 10 x 25
NTE825	670 x 10 x 25

Alumiininen ripustuskisko eurokiskoon kiinnitettävien lisätarvikkeiden ripustamiseen. Asennetaan pystyprofiileihin.

5. Eurokiskopari vaunun runkoon NTEF

Koodi	Mitat mm
NTEF	490 x 10 x 25

Lisäeurokiskopari (sisältää 2 kiskoa) kiinnitettäväksi vaunun runkoon.

6. Käsisidesiteline DH

Koodi	Mitat mm
DH	

Kiinnitetään eurokiskoon. Soveltuu Ø 25 mm käsisidesipulloille. Sopii käytettäväksi 10 x 25 mm kiskossa valmistajasta riippumatta.

7. Happipulloteline OCH

Koodi	Mitat mm
OCH	

Saatavana kierreniitilliseen vaunuun. 2-3 litran happipullolle.

8. Jätesanko WB6L ja WB10L

Koodi	Mitat mm
WB6L	vetoisuus 6 litraa
WB10L	vetoisuus 10 litraa

Kiinnitetään eurokiskoon kannakkeen kapealta sivulta. Sisältää kannakkeen, sangon ja kannen. Sopii käytettäväksi 10 x 25 mm kiskossa valmistajasta riippumatta.

9. Jätesanko WB6H ja WB10H

Koodi	Mitat mm
WB6H	vetoisuus 6 litraa
WB10H	vetoisuus 10 litraa

Kiinnitetään eurokiskoon kannakkeen leveältä sivulta. Sisältää kannakkeen, sangon ja kannen. Sopii käytettäväksi 10 x 25 mm kiskossa valmistajasta riippumatta.

10. Riskijäteastian kannake SCE

Koodi	Mitat mm
SCE23	2 ja 3 litran astioille
SCE47	4 ja 7 litran astioille

Kannake riskijäteastialle. Kiinnitetään eurokiskoon. Yhteensopiva Sharpsafe® astioiden kanssa. Nimike sisältää kannakkeen, riskijäteastia tilattava erikseen. Sopii käytettäväksi 10 x 25 mm kiskossa valmistajasta riippumatta.

11. Kannake kertakäyttökäsineille EGB

Koodi	Mitat mm
EGB	135 x 76 x 221

Kannake kertakäyttökäsinepaketeille. Kiinnitetään eurokiskoon. Sopii käytettäväksi 10 x 25 mm kiskossa valmistajasta riippumatta.

12. Taittotaso FDT

Koodi	Mitat mm
FDT	

Saatavana kierreniitilliseen vaunuun.

13. Laatikoiden välilevysetti

Koodi	Mitat mm
575DIV111	Setti vaunuun NT575 (3 x 5010-3), harmaa
825DIV111	Setti vaunuun NT825 (3 x 5020-3, 1 x 5010-3), harmaa

Tarvikkeet pysyvät siististi omilla paikoillaan, kun vetolaatikat jaetaan hyllylaatikoilla ja välilevyillä lokeroihin