

# TRESTON MEDIS BEHANDLINGSVAGNAR

- Arbetsyta av ABS-plast som går lätt att rengöra.
- Arbetsytan omges av en EUR-skena för tillbehör.
- Låsbara lådor.
- Länkhjul med 125 mm diameter, varav två med broms. Det finns även en länkhjulsats med diametern 100 mm **LCS100**, liksom en med dubbla länkhjul med diametern 125 mm **WCS125-meriv**.
- Lådorna öppnas till 80 % och kan delas upp med hjälp av lagerlådor och avdelare.
- Vagnarnas stomme är pulverlackerad i ljusgrå färg.
- Etikettsatsen **T55** med fem etiketter för lådorna i storleken 50 x 50 mm finns i fem olika färger:

*blått (784 PF Skyblue), gult (707 PF Primrose Yellow),  
 rött (726 PF Medium Red), grönt (755 PF Light Green)  
 och lila (75 PL Lavender).*



## 1. Behandlingsvagn NT575D-meriv

- Fyra låsbara lådor
- Lådornas inre mått: 2 st. 405 x 500 x 110 mm, 2 st. 405 x 500 x 170 mm
- Yttre mått: 575 x 640 x 865 mm (B x D x H)
- Med gängade nitar
- Med gängade nitar och tre 120/180/300 mm höga lådor **NT575DA-meriv**

## 2. Behandlingsvagn NT575

- Tre låsbara lådor
- Lådornas inre mått: 1 st. 405 x 500 x 110 mm, 2 st. 405 x 500 x 170 mm
- Två hyllplan med utdragbara lagerlådor
- Sex genomskinliga lagerlådor av modell 6015
- Yttre mått: 575 x 640 x 995 mm (B x D x H)

## 3. Behandlingsvagn NT825D-meriv

- Fyra låsbara lådor
- Lådornas inre mått: 2 st. 655 x 500 x 110 mm, 2 st. 655 x 500 x 170 mm
- Yttre mått: 825 x 640 x 865 mm (B x D x H)
- Med gängade nitar
- Med gängade nitar och tre 120/180/300 mm höga lådor **NT825DA-meriv**

## 4. Behandlingsvagn NT825

- Tre låsbara lådor
- Lådornas inre mått: 1 st. 655 x 500 x 110 mm, 2 st. 655 x 500 x 170 mm
- Två hyllplan med utdragbara lagerlådor
- Tio genomskinliga lagerlådor av modell 6015
- Yttre mått: 825 x 640 x 995 mm (B x D x H)

# TILLBEHÖR FÖR BEHANDLINGSVAGNAR



## 1. Pelarprofiler NTALX (par)

Artikelnummer	Mått, mm
NTALX	användbar höjd 450

Pelarprofilerna fästs på ett säkert sätt på vagnens ram med hjälp av skruvar. De utgör basen för att montera tillbehör ovanför vagnens arbetsyta.

## 2. Övre plan NTS

Artikelnummer	Mått, mm
NTS575	425 x 150
NTS825	675 x 150
NTS575-250	425 x 250
NTS825-250	675 x 250

Hyllplan med justerbar höjd som monteras på pelarprofilerna. Den upphöjda kanten på hyllplanet förhindrar att saker trillar av. Hyllplanets hörn är öppna för att förenkla rengöringen.

## 3. Upphängningskena NTBP

Artikelnummer	Mått, mm
NTBP575	bredd 398
NTBP825	Bredd 648

Aluminiumskena för montering av lager- och plocklådor. Monteras på pelarprofilerna.

## 4. EUR-skena NTE

Artikelnummer	Mått, mm
NTE575	420 x 10 x 25
NTE825	670 x 10 x 25

Aluminiumskena avsedd att hänga tillbehör som är kompatibla med EUR-skena på. Monteras på pelarprofilerna.

## 5. Par av EUR-skenor för vagnramen NTEF

Artikelnummer	Mått, mm
NTEF	490 x 10 x 25

Extra par EUR-skenor (innehåller två skenor) för montering på vagnens ram.

## 6. Hållare för desinfektionsflaska DH

Artikelnummer
DH

Monteras på EUR-skenan. Lämplig för handdesinfektionsflaska med diameter 25 mm. Passar för skenor på 10 x 25 mm, oavsett tillverkare.

## 7. Hållare för syrgastub OCH

Artikelnummer	Mått, mm
OCH	

Finns för vagnar med gängade nitar. För syrgastuber på 2-3 liter.

## 8. Avfallsbehållare WB6L och WB10L

Artikelnummer	Mått, mm
WB6L	volym 6 liter
WB10L	volym 10 liter

Fästs på EUR-skenan från behållarens smala sida. Fäste, behållare och lock ingår. Passar för skenor på 10 x 25 mm, oavsett tillverkare.

## 9. Avfallsbehållare WB6H och WB10H

Artikelnummer	Mått, mm
WB6H	volym 6 liter
WB10H	volym 10 liter

Fästs på EUR-skenan från behållarens breda sida. Fäste, behållare och lock ingår. Passar för skenor på 10 x 25 mm, oavsett tillverkare.

## 10. Hållare för plastbehållare för farligt avfall SCE

Artikelnummer	Mått, mm
SCE23	för 2- och 3-litersbehållare
SCE47	för 4- och 7-litersbehållare

Hållare för behållare för farligt avfall. Monteras på EUR-skenan. Fullständigt kompatibel med Sharpsafe®-behållare. Produkten består endast av själva hållaren, behållare för farligt avfall måste beställas separat. Passar för skenor på 10 x 25 mm, oavsett tillverkare.

## 11. Hållare för förpackning med engångshandskar EGB

Artikelnummer	Mått, mm
EGB	135 x 76 x 221

Hållare för förpackning med engångshandskar. Monteras på EUR-skenan. Passar för skenor på 10 x 25 mm, oavsett tillverkare.

## 12. Uppfällbar arbetsyta FDT

Artikelnummer	Mått, mm
FDT	

Finns för vagnar med gängade nitar.

## 13. Lådavdelarsats

Artikelnummer	
575DIV111	Sats för vagn NT575 (3 x 5010-3), grå
825DIV111	Sats för vagn NT825 (3 x 5020-3, 1 x 5010-3), grå

Uppdelning av lådorna med lagerlådor och avdelare hjälper dig att hålla ordning och reda på sakerna.