

Q-FLOW™ 1

Kompakte Untersuchungsleuchte




reddot winner 2024

- Einhandbedienung
- Erstklassige Farbwiedergabe
- Abnehmbarer sterilisierbarer Handgriff
- Einfache Reinigung

Q-FLOW™ 1

Q-Flow I eignet sich ideal für jeden Bereich der Patientenbehandlung, zum Beispiel: Auf Station, in der Notaufnahme, in der Untersuchung, im Aufwachraum und auf der Intensivstation.



Mobilleuchte mit 2 antistatischen Laufrollen



Zur Deckenmontage



Zur Wandmontage

Technische Daten

Max. Beleuchtungsstärke in 1,0 m* (Lux)	50 000
Farbtemperatur (K)	4 400
Farbwiedergabeindex (Ra)	98
Rotwiedergabeindex (R9)	93
Farbwiedergabe-Index "Hautfarbe" (R13)	98
Anzahl LEDs (Stück)	9
Leistungsaufnahme (W)	17
Dimmung (%)	25–100
Durchschnittliche Lebensdauer einer LED (h)	> 60 000
Arbeitsabstand (mm)	500–1500
Ausleuchtungstiefe 60% (mm)	1 100
Leuchtfelddurchmesser (mm)	240
Sterilisierbarer Handgriff	√
Größe des Leuchtkopfes (mm)	Länge 400 Ø 260
Gewicht des Leuchtkopfes (kg)	2,6
Schutzklasse (Leuchtkopf)	IP44
Hersteller	Merivaara Corp.

√ = enthalten
*) Toleranz ±10%



Einfache Einstellung und Einhandbedienung.

Der Stand der Informationen, Spezifikationen und Abbildungen in dieser Veröffentlichung ist durch das Datum der Veröffentlichung gekennzeichnet. Obwohl die Zusammenstellung mit größter Sorgfalt erfolgt ist, übernimmt Merivaara Corp. keine Verantwortung für mögliche Fehler oder Auslassungen. Merivaara Corp. behält sich das Recht vor, Änderungen an der Technologie, den Merkmalen, den Spezifikationen und dem Design der Anlage und Modelle ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Bitte informieren Sie sich auf der Merivaara-Website über die neuesten Spezifikationen und andere Informationen.

Alle Marken sind Eigentum von Merivaara, sofern nicht anders angegeben. Gewährte oder anhängige Patente.

©Merivaara Corp. DOC ID: 6173DE-1, Datum: 5/2024



Merivaara Corp.
Tarmontie 2–4, 15860 Hollola, FINNLAND
Tel. +358 3 3394 611
merivaara@merivaara.com
www.merivaara.com