

Q-FLOW™ 1

Lámpara de examen compacta




reddot winner 2024

- Usa con una sola mano
- Excelente capacidad de reproducción cromática
- Mango esterilizable desmontable
- Fácil de limpiar

Q-FLOW™ 1

Q-Flow I es el mejor en cualquier área de tratamiento del paciente, como: sala, emergencia, examen, recuperación y UCI.



Móvil con 2 ruedas antiestáticas



Montado en techo



Montado en pared

Especificaciones técnicas

Iluminación máxima @ 1.0 m* (lux)	50 000
Temperatura de color (K)	4 400
Índice de reproducción cromática (Ra)	98
Índice de reproducción de color rojo (R9)	93
Índice de reproducción del "color de la piel (R13)	98
Número de LEDs	9
Consumo de energía (W)	17
Atenuación (%)	25 – 100
Vida técnica media de LED (h)	> 60 000
Distancia de trabajo (mm)	500 – 1500
Profundidad de iluminación @ 60 % (mm)	1 100
Diámetro del campo de luz (mm)	240
Asa esterilizable desmontable	√
Dimensiones externas (mm)	Longitud 400 Ø 260
Peso de la lámpara (kg)	2,6
Grado de protección (cabezal de la lámpara)	IP44
Manufacturer	Merivaara Corp.



Fácil de ajustar y controlar con una sola mano.

√ = incluido

*) Tolerancia ±10%

El estado de la información, las especificaciones y las ilustraciones de esta publicación se indica mediante la fecha de publicación. Si bien se ha tenido el mayor cuidado en su compilación, Merivaara Corp. no es responsable de ningún error u omisión. Merivaara Corp. se reserva el derecho de realizar cambios en la tecnología, las características, las especificaciones y el diseño de los equipos y modelos sin previo aviso. Consulte el sitio web de Merivaara para conocer las últimas especificaciones actualizadas y otra información.

Las marcas comerciales son propiedad de Merivaara a menos que se indique lo contrario. Patentes concedidas o pendientes.

©Merivaara Corp. DOC ID: 6173ES-I, Fecha: 5/2024



Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4, 15860 Hollola, FINLAND
Tel. +358 3 3394 611
merivaara@merivaara.com
www.merivaara.com