

Q-FLOW™ 2

Компактный хирургический светильник для
небольших вмешательств



reddot winner 2024

- Высокая сила света
- Превосходная цветопередача
- Съёмная стерилизуемая рукоятка
- Легкая очистка

Q-FLOW™ 2

Q-Flow 2 — идеальный медицинский светильник для небольших хирургических вмешательств, проводимых в больницах и частных клиниках.



С креплением на стене



С креплением на потолке



Мобильная конструкция с 2 антистатическими колесами

Технические характеристики

Макс. интенсивность освещения на расстоянии 1,0 м* (люкс)	100 000
Цветовая температура (К)	4 400
Коэффициент цветопередачи (Ra)	98
Коэффициент цветопередачи красного (R9)	97
Коэффициент передачи телесного цвета (R13)	98
Количество светодиодов (шт.)	18
Потребляемая мощность (Вт)	32
Затемнение (%)	25–100
Средний срок службы светодиода (ч)	> 60 000
Рабочее расстояние (мм)	500–1500
Глубина освещения 60 % (мм)	900
Диаметр светового поля (мм)	150–220
Стерилизуемая рукоятка	√
Габариты головки светильника (мм)	Длина 400 Ø 260
Масса головки светильника (кг)	2,7
Степень защиты (головка светильника)	IP44
Производитель	Merivaara Corp.

√ = входит в комплект

*) Погрешность ±10 %

Состояние информации, технических характеристик и иллюстраций в этом документе актуально на дату публикации. Несмотря на то, что документ был составлен максимально тщательно, Merivaara Corp. не несет ответственности ни за какие ошибки или упущения. Merivaara Corp. оставляет за собой право вносить изменения в технологию, функции, технические характеристики и конструкцию оборудования и моделей без уведомления. Проверяйте последние обновления технических характеристик и другую информацию на веб-сайте Merivaara.

Все торговые марки являются собственностью компании Merivaara, если не указано иное. Имеются патенты или заявки на них.

© Merivaara Corp. Идентификатор документа: 6174EN-5, дата: 11/2024



Управление одной рукой и опция двойного кронштейна позволяют плавно устанавливать головку светильника в нужное положение.



Merivaara Corp.
Tarmontie 2–4, 15860 Hollola, FINLAND
Тел.: +358 3 3394 611
merivaara@merivaara.com
www.merivaara.com