

## REPOSA BRAZO K-TEK

La abrazadera integrada se traba en el riel en cualquier posición. Diseñado para evitar la entrada de fluidos. Material fuerte radiotransparente, ultraduradero. Elimina el rechinar de engranajes y los peligros de pellizco. Ajustable con una sola mano.

### N ° de pedido.

100011801 K-TEK2005 Tablero para brazo, riel EU  
100011801U KTEK2000 Tablero para brazo, riel US  
100011801UK K-TEK2006 Tablero para brazo, riel UK



### Datos técnicos

Máx. peso del paciente	227 kg
Peso	1.8 kg
Product code	100012818, 100012819, 100012820

## Contacta con nosotras

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)