


## AI2120 Infuusioteline pyörillä, vaativa hoito

- materiaali ruostumatonta terästä ja alumiinia
- tukeva viidellä pyörällä liikuteltava infuusioteline, jossa kaksi antistaattista ja lukittavaa pyörää
- 4 koukkuja, maksimikuorma 2 kg/ koukku
- tukevaan varteen mahdollista kiinnittää esim. infuusiopumppuja, maksimikuorma 10 kg



## Ota yhteyttä

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
SUOMI

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)