

## Letkunpidike AI5000

- letkunpidike taivuteltavalla varrella, erikokoisten anestesialetkujen ja -kaapeleiden tarpeenmukainen asemointi
- mahdollistaa useamman letkun ja kaapelin samanaikaisen kiinnityksen
- suositeltava lukko: CL2010/ CL2110



### Tekniset tiedot

Tuotekoodi	AI5000

### Ota yhteyttä

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
SUOMI

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)