

# SS6020 Pyöreä tyyny Ø 100 mm SS6030 Pyöreä tyyny Ø 150 mm

- pyöreä tukityyny luomaan potilaalle ergonomisempaa leikkausasentoa tai avustamaan leikkausvalmisteluissa
- helppo puhdistaa
- pituus 500 mm



## Ota yhteyttä

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
SUOMI

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)