


СЕНСОРНЫЕ МОНИТОРЫ

Компания Merivaara предлагает широкий выбор сертифицированных медицинских мониторов, удобных для визуализации операции. Наше предложение также включает ряд совместимых принадлежностей и даже индивидуальные монтажные крепления, отвечающие вашим требованиям.



Доступные модели

КОД ИЗДЕЛИЯ

FS-L2702DT
AMM 215WTPP

КОД ПОСТАВЩИКА

A45000471
A45000913

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com