

Тележка для анестезиолога 650

Тележка для анестезиолога 650 изготовлена из нержавеющей стали.

- 6 легковывдвигающихся ящиков, один из которых - с замком
- Решетчатая корзина для катетеров и шлангов на задней стенке тележки
- Боковой рельс для закрепления резервуаров отсосов, осциллоскопов, приборов для измерения давления, катетеров и т. д.
- Колеса \varnothing 125 мм, антистатические, 2 колеса с тормозами



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	540 mm
Длина	785 mm
Высота	850 mm
Безопасная рабочая нагрузка	100 kg
КОД ИЗДЕЛИЯ	100000650

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com