

## AI2120 Стойка инфузионная, передвижная, для работы в тяжёлых условиях

- передвижная инфузионная стойка, выполненная из нержавеющей стали и алюминия
- электропроводные и блокирующиеся сдвоенные колеса
- 4 безопасных крючка для сосудов, 2 кг/крючок
- Могут быть установлены инфузионные помпы (макс. 10 кг)



## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)