

AI1110 Анестезиологическая дуга, гибкая

- крепится с помощью двух зажимов к рельсу для крепления принадлежностей по обе стороны операционного стола
- легко очищается
- общая длина: 1600 мм
- Рекомендуемый зажим: CL1010



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ИЗДЕЛИЯ	AI1110
-------------	--------

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com