

AI2120 Стойка инфузионная, передвижная, для работы в тяжёлых условиях

- передвижная инфузионная стойка, выполненная из нержавеющей стали и алюминия
- электропроводные и блокирующиеся сдвоенные колеса
- 4 безопасных крючка для сосудов, 2 кг/крючок
- Могут быть установлены инфузионные помпы (макс. 10 кг)



Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com