

Стол для хирургии руки и кисти, из фиброкарбона АВ5050

- Стол для хирургии рук и кисти из углеродного волокна с двумя зажимами CL2010
- облегчает проведение обширных хирургических рентгеноскопических процедур
- регулируется по высоте
- штанга: 135 мм
- включает матрас
- АВ5101 Опорная ножка





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| | |
| ширина | 400 мм |
| длина | 650 мм |
| КОД ИЗДЕЛИЯ | AB5050 (EU), AB5051 (US), AB5052 (UK) |

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com