

Опора для руки с зажимом AB2110

- Возможность регулировки одной рукой
- широкий диапазон регулировки высоты и угла наклона с помощью шарового механизма
- антимикробная регулировочная ручка
- Штанга: 150 мм
- включает матрас из вискоэластика



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

длина	620 мм
ширина	170 мм
Макс. вес пациента	250 kg
Безопасная рабочая нагрузка	21 kg
Продольный наклон (37,5°)	75°
Боковой наклон (37,5°)	75°
Боковое движение (шаровой механизм)	360°
Вес	4,4 kg
КОД ИЗДЕЛИЯ	AB2110 (EU), AB2111 (US), AB2112 (UK)

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com