


ПАРА ОПОР ДЛЯ НОГ 12806 K-ТЕК 350

Опоры для ног K-tek Comfort 350 разработана для пациентов с индексом массы тела (ИМТ) менее 29 с большим гибким боковым стабилизатором и может выдерживать нагрузку до 159 кг.

Order information

100012806	K-Tek Comfort 350 stirrups
100012808	K-Tek™ stirrup cart
100012811	K-Tek™ Comfort™ 350 stirrup additional boot pad kit (one piece)
100 011 043	Rail clamp, EUR and UK
100 011 043U	Rail clamp, US



Технические характеристики

Макс. вес пациента	159 kg
--------------------	--------

Диапазон литотомии	+85 - -55 °
Диапазон абдукции	+35 - -9 °
код продукта	100012806

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com