


## ПАРА ОПОР ДЛЯ НОГ 12806 К-ТЕК 350

Опоры для ног K-tek Comfort 350 разработана для пациентов с индексом массы тела (ИМТ) менее 29 с большим гибким боковым стабилизатором и может выдерживать нагрузку до 159 кг.

### Order information

100012806	K-Tek Comfort 350 stirrups
100012808	K-Tek™ stirrup cart
100012811	K-Tek™ Comfort™ 350 stirrup additional boot pad kit (one piece)
CL1210	Зажим для плоских штанг
100 011 043U	Rail clamp, US



### Технические характеристики

--	--

Макс. вес пациента	159 kg
Диапазон литотомии	+85 - -55 °
Диапазон абдукции	+35 - -9 °
код продукта	100012806

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)