

ПАРА ОПОР ДЛЯ НОГ KYRA BLUE 400 C SECURE-LOK(TM)

Опоры для ног K-tek 400 разработаны для пациентов с ожирением. Ботинок без стабилизаторов. Может использоваться при роботизированной хирургии. Легко чистящиеся прочные силиконовые ремешки. Включает в себя дополнительную мягкую подкладку для снижения давления. Расширенный диапазон движений.

Order information

100 012 815 K-Tek 400 stirrup pair 100012808 K-Tek™ stirrup cart 100012811 K-Tek™ stirrup boot pad kit CL1210 Зажим для плоских штанг 100 011 043U Rail clamp, US



Технические характеристики

Макс. вес пациента	181 kg
код продукта	100012815

Merivaara Corp. 19.04.2025



Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4 15860 HOLLOLA FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com

Merivaara Corp. 19.04.2025