

# ПАРА ОПОР ДЛЯ НОГ KYRA BLUE 400 C SECURE-LOK(™)

Опоры для ног K-tek 400 разработаны для пациентов с ожирением. Ботинок без стабилизаторов. Может использоваться при роботизированной хирургии. Легко чистящиеся прочные силиконовые ремешки. Включает в себя дополнительную мягкую подкладку для снижения давления. Расширенный диапазон движений.

## Order information

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 100 012 815  | K-Tek 400 stirrup pair      |
| 100012808    | K-Tek™ stirrup cart         |
| 100012811    | K-Tek™ stirrup boot pad kit |
| 100 011 043  | Rail clamp, EUR and UK      |
| 100 011 043U | Rail clamp, US              |



## Технические характеристики

|                    |           |
|--------------------|-----------|
|                    |           |
| Макс. вес пациента | 181 kg    |
| код продукта       | 100012815 |

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)