

Rapido

RAPIDO OPERATIONSBORD/TROLLEY ÄR ETT ALLT-I-ETT-BORD FÖR DAGKIRURGI.

Rapido operationsbord är ett allt-i-ett hydrauliskt bord för dagkirurgi för preinduktion, transport, operation och återhämtning. Dess många olika funktioner gör det till den idealiska lösningen för upptagna dagkirurgiska behov. Rapido operationsbord möjliggör snabba operationssalsflyttningar på dagkirurgiska avdelningen, vilket innebär att operationssalarna kan användas mer effektivt och därmed påskynda dagkirurgins omloppstider. Det finns två olika modeller av Rapido tillgängliga: Rapido Standard operationsbord och Rapido Upper Body operationsbord



RAPIDO STANDARD ÄR ETT MÅNGSIDIGT OPERATIONSBORD FÖR DAGKIRURGI

Rapido är det idealiska operationsbordet/vagnen för operationsenheter som har mycket att göra. Rapido är lätt och enkelt att använda och rengöra, och det minskar den manuella hanteringen och förbättrar effektiviteten i operationssalen och -avdelningen. Den öppna konstruktionen garanterar optimal kirurgisk åtkomst och enkel användning av röntgen- och annan bildtagningsutrustning.

Det finns ett heltäckande utbud av tillbehör så att du kan genomföra många typer av dagkirurgi och mindre kirurgiska ingrepp. Rapido ger snabb och enkel C-arm-åtkomst och är därmed idealiskt för användning på endoskopi-avdelningen.

RAPIDO FÖR INGREPP I ÖVERKROPPEN

Operationsbordet/vagnen Rapido Upper Body är konstruerat för olika ingrepp i överkroppen. Denna modell har förbättrad åtkomst till patientens överkropp och optimerar utrymmet för kirurgens ben och fötter.

Rapido Upper Body är särskilt utformat för olika typer av kirurgi, t.ex. torax, ÖNH, gynekologi, urologi och ingrepp i hand och arm. De justeringar av bordet som kirurgen behöver kunna göra under operationerna i överkroppen styrs bekvämt från bordets huvudände.



Höjdpunkter



- 1. Hydraulisk höjdställning och gasfjäder-assisterade justeringar.**
- 2. Bred brits med 80 mm antistatiskt och hygieniskt viskoelastiskt minnesskum, madrass som anpassar sig till patientens kropp.**
- 3. Röntgen-kassettskenor, bra bildtagningsåtkomst.**
- 4. Ger enkel åtkomst till patienten och därmed ergonomiska arbetspositioner för operationspersonalen. Ger tillräckligt benutrymme och ett bra arbetsområde för operationspersonalen.**
- 5. Smidig rörelse tack vare större antistatiska tvillinghjul som glider mjukt på många olika golvytor, centrallås.**
- 6. Smidig och tyst höjdställning för optimal positionering som hjälper patienter med begränsad rörlighet att enkelt komma på och av bordet.**
- 7. Den lägre underdelen sitter inuti med ett hygieniskt, lättrenjort hölje.**
- 8. Lättåtkomliga höjdställningspedaler.**
- 9. Trendelenburg- och anti-Trendelenburgjusteringshandtag.**

Fördelar med Rapido

1. SMIDIG ÅTKOMST

- Den unika bordskonstruktionen möjliggör närmare åtkomst till operationsområdet.

2. PATIENTENS SÄKERHET

- Patientsäkerhetsräcken under transport

3. EKONOMISK EFFEKTIVITET

- Bra för budgeten
- Sänker inköpskostnaderna

4. ENKELT ATT ANVÄNDA

- Smidig manövrering
- Enkel konfiguration
- Lättviktssektioner
- Liten underdel sparar utrymme



Tekniska specifikationer

	Standard	Upper Body
Längd	2050 mm	2185 mm
Madrassens bredd	600 mm	600 mm
Total bredd	654 mm	654 mm
Vikt	125 kg	125 kg
Säker arbetslast	160 kg	160 kg
Höjd, hydraulisk med fotpedaler	650-1020 mm	650-1020 mm
Trendelenburg, gasfjäder-assisterad	-25°	-25°
Anti-Trendelenburg, gasfjäder-assisterad	+18°	+18°

Sidolutning, gasfjäder-assisterad	± 15°	-
Justering av ryggsektionen, gasfjäder-assisterad	- 4°...+70°	- 4°...+70°
Justering av bensektionen, gasfjäder-assisterad	- 90°...+4°	- 50°...+4°
Huvudstöd	- 40°...+25°	- 40°...+25°
Hjulstorlek	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Antistatiska hjul: tvättbara, svängbara tvillinghjul, enhetspedal för centrallås	✓	✓
Antal britssektioner	4 sektioner/5 sektioner (delad fotsektion)	4 sektioner (bensektion i en del)
Fasta rygg- och sättessektioner	✓	✓
Ben- och huvudsektionerna kan tas av	✓	✓
Britsplatta av röntgengenskinligt högtryckslaminat	✓	✓
Röntgen-kassettskenor längs hela operationsytans längd	✓	✓
Tillbehörsskenor av rostfritt stål	✓	✓
Höljen av stöttålig ABS-plast	✓	✓
Madrasstyp	Antistatiskt och hygieniskt viskoelastiskt minnesskum 80 mm	Antistatiskt och hygieniskt viskoelastiskt minnesskum 80 mm
Garanti	2 år	2 år
Officiellt produktnamn	Rapido	Rapido Upper Body
Produktkod	100001860	100001865
Tillverkare	Merivaara Corp.	Merivaara Corp.
✓ = inkluderad		
- = inte tillgänglig		

Kontakta oss

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com