

Armstöd 151

Armstöd, par, 151 för oftalmologi är utformade att stödja kirurgens arm under operationen. Vrids 360 grader. Höjdjustering med gemensam skruv på sidan av aluminiumkloven. Passar alla Merivaaras operationsbord.

Best.nr.

100 000 151



Teknisk specifikation

Bredd	300 mm
Längd	85 mm
Höjdjustering	120 - 320 mm
Tjocklek	40 mm q
Säker arbetsbelastning (SWL)	10 kg
Vikt	2.4 kg
Product Code	100000151

Kontakta oss

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com